

Routine de tirage des tire-laits



Routine de tirage

MAMIVAC SENSITIVE-S

2/3 min - Fréquence 100 - Puissance faible (vert)
Attendre que le lait sorte

6/8 min - Fréquence 48/33 - Puissance augmentée
presque à l'inconfort

2/3 min - Fréquence 100 - Puissance faible (vert)

6/8 min - Fréquence 48/33 - Puissance augmentée
presque à l'inconfort



Routine de tirage SPECTRA

1 min stimulation C5 et Vacuum 2/3
1 min stimulation C5 et Vacuum 4/5
8 min expression C5 et Vacuum 5/8
2 min stimulation C5 et Vacuum 4/5
8 min expression C4 et Vacuum 6/10
2 min stimulation C5 et Vacuum 4/5
3 min expression C3 et Vacuum 8/12

Source: <http://pumpingmamas.com>



Routine de tirage

SYMPHONY MEDELA

Routine de tirage classique:

2/3 min stimulation- molette 1 cran en dessous seuil inconfort
8 min expression (appuyer sur gouttelette) - régler puissance



Modèles récents :

Mode initiate: programme pour initier la lactation (à utiliser en TAE, en relactation ou pour booster la lactation - tant que moins de 20ml sont exprimés)

Mode maintien: permet une expression classique alternant phases de stimulation et d'expression



Routine de tirage AMEDA FINESSE

Toujours régler un cran en dessous du seuil
d'inconfort

2/3 min stimulation - zone "speed" rapide et
"succion" faible

8 min en expression - zone "speed" plus lente et
"succion" plus forte

renouveler le cycle 1 fois

